


Phospho-C-Jun-T91 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P05412

商品番号: CM0001220



前書き

転写因子c-Jun（AP-1、p39）のThr91を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。JNKシグナル伝達、細胞増殖、および発がんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
備考/別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
種	ヒト
遺伝子ID	3725
免疫原	ヒトJUN（NP_002219.1）のT91周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋