


Wb、Elisa用 Phospho-C-Jun-T93 ウサギ Pab - P05412

商品番号: CM0000487



前書き

ヒトc-Jun (AP-

1)のリン酸化Thr93を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。AP-1転写因子活性とシグナル伝達経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-T93 ウサギ pAb
備考/別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T93
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3725
GeneID	3725
免疫原	合成ペプチド：ヒトJUN (NP_002219.1)のT93周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ