


リン酸化C-Myc-S62 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P01106

商品番号: CM0001143



前書き

高特異性リン酸化c-Myc-

S62ウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAにおいて、ヒトおよびマウスのサンプルで検証済みです。c-Mycのリン酸化および転写活性の研究に最適です。分子量は約51 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Myc-S62 Rabbit mAb
略称・別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4609
GeneID	4609
免疫原	合成ペプチド ヒトc-Myc（NP_002458.2）のS62周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	氷袋