


Wb、Elisa用 Phospho-C-Myc-T58/S62 ラビットモノクローナル抗体 - P01106

商品番号: CM0000874



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたPhospho-c-Myc (T58/S62)

ラビットモノクローナル抗体。Thr58およびSer62でリン酸化されたヒトc-

Mycに特異的で、ラットとの交差反応性があります。Mycシグナル伝達、細胞増殖、および癌遺伝子活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	Phospho-c-Myc-T58/S62 Rabbit mAb
備考/別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58/S62
種	ヒト
遺伝子ID	4609
免疫原	ヒトc-Myc (P01106) のT58およびS62周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋