


リン酸化心筋トロポニンI (Tnni3)-S23/S24 ウサギMab Ihc-P、Elisa用 - P19429

商品番号: CM0001792



前書き

ヒト心筋トロポニンI (TNNI3) のリン酸化S23/S24を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの使用が検証済みです。心筋収縮の主要制御因子であるヒト心筋トロポニンIを検出し、心筋バイオマーカーおよびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化心筋トロポニンI (TNNI3)-S23/S24 ウサギmAb
別名	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMDIFF; Phospho-Cardiac Troponin I (TNNI3)-S23/S24
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7137
遺伝子ID	7137
免疫原	合成ペプチド ヒト心筋トロポニンI (TNNI3) (NP_000354.4) のS23およびS24周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19429
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	保冷剤