

ホスホカゼインキナーゼ2アルファ（Csnk2A1）-T360/S362

ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P68400

商品番号: CM0000881



前書き

T360/S362部位でリン酸化されたCSNK2A1に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスのカゼインキナーゼ2アルファを検出します。キナーゼシグナル伝達、アポトーシス、転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362 ウサギpAb
備考・別名	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1457
免疫原	合成ペプチド：ヒトカゼインキナーゼ2アルファ（CSNK2A1）のT360/S362周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P68400
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤