


Phospho-Cbl-Y700 ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22681

商品番号: CM0000461



前書き

Phospho-CBL-Y700 ウサギ

ポリクローナル抗体は、ヒトサンプル中のTyr700でリン酸化されたCBLを検出し、WBおよびELISAで検証済みです。ユビキチン化、RTKシグナル伝達、破骨細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CBL-Y700 ウサギ pAb
備考/別名	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	867
遺伝子ID	867
免疫原	合成ペプチド ヒトCBL (NP_005179.2) のY700周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22681
タンパク質分子量	100kDa
発送	保冷バッグ