


Phospho-Cdc6-S54 Rabbit Mab For Wb, Elisa - Q99741

商品番号: CM0001942



前書き

Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb (Q99741) validated for WB, ELISA. Detects human and mouse CDC6 phosphorylated at Ser54. Ideal for DNA replication and cell cycle checkpoint research. CamelBio one-stop IVD raw materials.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb
備考/別名	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Phospho-Cdc6-S54
種	ヒト
GeneID (ヒト)	990
GeneID	990
免疫原	ヒトCdc6 (Q99741) のS54周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q99741
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバック