


フォスホ-Cdk1-T161 ウサギ Pab - P06493

商品番号: CM0001656



前書き

Phospho-CDK1-T161 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のThr161がリン酸化されたCDK1を特異的に検出します。WB、IP、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。細胞周期と有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK1-T161 Rabbit pAb
別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T161
対象種	ヒト
遺伝子ID	983
免疫原	ヒトCDK1 (NP_001777.1) のT161周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤