


Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ip、If用) - P06493

商品番号: CM0000667



前書き

CDK1のリン酸化T161およびCDK2/CDK3の対応するリン酸化T160を認識する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫沈降、および免疫蛍光法で検証済み。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 ウサギmAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	合成ペプチド: ヒトCDK1 (NP_001777.1) のT161周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ