


Phospho-Cdk1-Y15 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P06493

商品番号: CM0001140



前書き

Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb for WB, ELISA。ヒトサンプル中のリン酸化CDK1（Tyr15）を検出します。細胞周期、分裂、およびDNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK1(NP_001777.1)のY15周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ