

Phospho-Cdk1/2-T14 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06493 / P24941

商品番号: CM0000875



前書き

Phospho-Cdk1/2-T14

ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトCDK1およびCDK2のリン酸化されたT14を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期および有糸分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Cdk1/2-T14 ウサギmAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	983 / 1017
遺伝子ID	983 / 1017
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK1 (P06493) / CDK2のT14周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493 / P24941
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ