


Phospho-Cdk1/2/3-T14 Rabbit Mab - P06493/P24941/Q00526

商品番号: CM0001545



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-CDK1/2/3-T14ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのT14でリン酸化されたCDK1/2/3を検出します。細胞周期および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK1/2/3-T14 Rabbit mAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1/2/3-T14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK1/2/3CDK1 (P06493)のT14周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493/P24941/Q00526
タンパク質分子量	34 kDa
配送	アイスバッグ