


Phospho-Cdk2-Y15 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P24941

商品番号: CM0000883



前書き

Tyr15でリン酸化されたヒトCDK2を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応性を示します。細胞周期およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK2-Y15 Rabbit mAb
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1017
GeneID	1017
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK2 (NP_001789.2) のY15周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24941
タンパク質分子量	34 kDa
配送	氷袋