


Phospho-Cdk6-Y13 ウサギポリクローナル抗体 - Q00534

商品番号: CM0001833



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 Phospho-CDK6-Y13
ウサギポリクローナル抗体。ヒトCDK6のリン酸化Y13を検出。マウスと交差反応性あり。細胞周期および分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK6-Y13 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13
種	ヒト
遺伝子ID	1021
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK6のY13周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_001250.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00534
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ