


Phospho-Cdk6-Y24 Rabbit Pab For Wb/If/Icc - Q00534

商品番号: CM0000413



前書き

Phospho-CDK6-Y24 Rabbit

pAbは、Tyr24でリン酸化されたヒトCDK6を検出します。WB、IF/ICCに適しています。ヒト、マウスで検証済みです。細胞周期、分化、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb
備考/別名	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1021
GeneID	1021
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK6のY24周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00534
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ