


リン酸化Cdkn1B/P27Kip1-T187 ウサギポリクローナル抗体 Wb用 - P46527

商品番号: CM0001583



前書き

T187でリン酸化されたCDKN1B/p27KIP1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルのウエスタンブロッティングでの使用が検証済み。細胞周期および腫瘍抑制因子研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Rabbit pAb
別名	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1027
遺伝子ID	1027
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDKN1B/p27KIP1のT187周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB (ウエスタンブロッティング)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P46527
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤