

Phospho-Cebpb (T235) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P17676

商品番号: CM0000775



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのPhospho-CEBPB (T235)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの CEBPBを検出します。転写調節、免疫応答、および脂肪細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CEBPB-T235 Rabbit mAb
備考/別名	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1051
遺伝子ID	1051
免疫原	ヒトCEBPB (NP_005185.2) のT235周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17676
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ