

リン酸化C/Ebpb-T235 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17676

商品番号: CM0000676



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化C/EBPB-T235 ウサギポリクローナル抗体です。免疫応答や脂肪形成における主要な転写因子である、T235でリン酸化されたヒトおよびマウスC/EBPBを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化C/EBPB-T235 ウサギpAb
備考 / 別名	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1051
遺伝子ID	1051
免疫原	ヒトC/EBPB (NP_005185.2) のT235周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17676
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋