


Phospho-Cfl1-S3 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P23528

商品番号: CM0000502



前書き

Phospho-CFL1-S3

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットの
の内因性リン酸化コフィリン-

1 (Ser3) を検出します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。アクチンダイナ
ミクスおよび細胞骨格制御の研究に信頼性の高いIVD
ツールです。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Phospho-CFL1-S3 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CFL; コフィリン; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1072
GeneID	1072
免疫原	合成ペプチド：ヒトCFL1のS3周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_005498.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P23528
タンパク質重量	19kDa
配送	アイスバッグ