

WbおよびElisa用リン酸化Cgas（S420）ウサギポリクローナル抗体 - Q8C6L5

商品番号: CM0000665



前書き

リン酸化CGAS-

S420ウサギpAbは、マウス、ヒト、ラットサンプル中のセリン420でリン酸化されたCGASを検出します。

WBおよびELISAで検証済み。自然免疫、cGAS-STING経路、DNAセンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化CGAS-S420 ウサギpAb
備考/別名	Mb21d1; E330016A19Rik; リン酸化CGAS-S420
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	115004
遺伝子ID	214763
免疫原	合成ペプチド：マウスCGAS（NP_775562.2）のS420付近の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8C6L5
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ