


ホスホ-Chk1-S280 ウサギPab - O14757

商品番号: CM0000542



前書き

ヒトChk1(CHEK1)のSer280を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで使用可能で、ヒト、マウス、ラットで検証済みです。DNA損傷および細胞周期チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-Chk1-S280 ウサギpAb
備考/別名	CHK1; ホスホ-Chk1-S280
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	合成ペプチド：ヒトChk1のS280周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_001265.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤