

Phospho-Chk1-S317 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa) - O14757

商品番号: CM0000628



前書き

Ser317でリン酸化された内因性Chk1を認識する高特異性ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるウェスタンブロット法(WB)およびELISAで検証済み。細胞周期およびDNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-Chk1-S317 ウサギ pAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S317
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	ヒトChk1 (NP_001265.2)のS317周辺合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
輸送	保冷バッグ