


Wb、Elisa用 Phospho-Chk1-S345 ラビット Mab - O14757

商品番号: CM0000505



前書き

内在性のリン酸化Chk1 (Ser345) を検出するラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み（ヒトおよびマウスとの交差反応性あり）。重要な細胞周期チェックポイントキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Chk1-S345 Rabbit mAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S345
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1111
GeneID	1111
免疫原	合成ペプチド ヒト Phospho-Chk1-S345 (NP_001107593.1) のS345周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋