


Phospho-Chk2-S516 ウサギ Pab - O96017

商品番号: CM0001269



前書き

Ser516がリン酸化された場合のみ、内在性Chk2を検出するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。DNA損傷応答や細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Chk2-S516 ウサギ pAb
備考/別名	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
種	ヒト
GeneID	11200
免疫原	ヒトChk2のS516周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_009125.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96017
タンパク質分子量	61kDa
配送方法	保冷剤