


Phospho-Connexin 43-S368 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P17302

商品番号: CM0001217



前書き

ヒトコネキシン43のSer368リン酸化部位を特異的に標的するウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。ギャップ結合、心臓、および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Connexin 43-S368 Rabbit pAb
備考/別名	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2697
GeneID	2697
免疫原	ヒトGJA1 (NP_000156.1) のS368周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P17302
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ