

Phospho-Creb1-S129 ウサギ Pab - P16220-1

商品番号: CM0001507

前書き

Phospho-CREB1-S129 ウサギ pAbは、ヒトおよびラットのサンプル中のSer129でリン酸化されたCREB1を特異的に検出します。ウェスタンブロッティング(WB)およびELISAで検証済みのこの抗体は、シグナル伝達および転写制御の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CREB1-S129 ウサギ pAb
別名	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1385
免疫原	ヒトCREB1のS129周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P16220-1
タンパク質分子量	36KDa
配送方法	保冷剤