

リン酸化Creb1-S133 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Fc（細胞内）、Elisa用） - P16220

商品番号: CM0000888



前書き

Ser133部位でリン酸化されたCREB1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、細胞内フローサイトメトリー、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。cAMPシグナル伝達や遺伝子制御の研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	リン酸化CREB1-S133 ウサギmAb
備考／別名	CREB; CREB-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1385
GeneID	1385
免疫原	合成ペプチド；ヒトCREB1（NP_604391.1）のS133周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、FC（細胞内）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤