

Phospho-Creb1-S133 ウサギPab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P16220

商品番号: CM0001280



前書き

Phospho-CREB1-S133

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのSer133部位でリン酸化されたCREB1を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、転写およびcAMPシグナル伝達研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CREB1-S133 ウサギpAb
備考/別名	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1385
遺伝子ID	1385
免疫原	合成ペプチド；ヒトCREB1 (NP_604391.1) のS133周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤