

Phospho-Creb1-S142 Rabbit Pab For Wb - P16220

商品番号: CM0000674



前書き

Phospho-CREB1-S142 Rabbit

pAbは、ウェスタンブロット法によりSer142でリン酸化されたCREB1を特異的に検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みであり、転写調節、概日生物学、および細胞分化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CREB1-S142 Rabbit pAb
備考/別名	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S142
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1385
遺伝子ID	1385
免疫原	合成ペプチド - ヒトCREB1のS142周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋