


リン酸化Crk P38-Y221 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P46108

商品番号: CM0001059



前書き

Y221部位のCrk

p38を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済み、ヒトと交差反応します。細胞接着、遊走、シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Crk p38-Y221 ウサギmAb
備考／別名	p38; CRKII
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1398
GeneID	1398
免疫原	合成ペプチド：ヒトCrk p38（NP_058431.2）のY221周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P46108
タンパク質分子量	34 kDa
発送方法	保冷剤