


Phospho-Cyclin D1 (T286) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P24385

商品番号: CM0001049



前書き

T286でリン酸化されたヒトCyclin D1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。G1/S期移行および発癌の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Cyclin D1-T286 ウサギ pAb
備考/別名	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Phospho-Cyclin D1-T286
種	ヒト
GeneID (ヒト)	595
GeneID	595
免疫原	合成ペプチド: ヒトCyclin D1 (NP_444284.1)のT286周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24385
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ