

Phospho-Cyclin E1-T395 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P24864

商品番号: CM0000776



前書き

T395でリン酸化されたCyclin

E1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Cyclin E1-T395 Rabbit pAb
備考/別名	CCNE1; pCCNE1; Phospho-Cyclin E1-T395
種	ヒト
GeneID (ヒト)	898
GeneID	898
免疫原	ヒトCyclin E1 (NP_001229.1) のT395周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24864
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋