


Phospho-Dna-Pkcs-S2056 ウサギPab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P78527

商品番号: CM0001805



前書き

ヒトのPhospho-DNA-PKcs

(S2056)を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。DNA損傷および修復シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-DNA-PKcs-S2056 Rabbit pAb
別名	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKc; DNA-PKcs; Phospho-DNA-PKcs-S2056
対象種	ヒト
GeneID	5591
免疫原	ヒトDNA-PKcs (NP_008835.5)のS2056周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78527
タンパク質分子量	469kDa
発送方法	保冷剤