

Phospho-Dok2-Y299 ウサギ Pab - O60496

商品番号: CM0001560



前書き

Phospho-DOK2-Y299 ウサギ

pAbは、チロシン299番でリン酸化されたヒトDOK2を特異的に検出します。ウェスタンブロッティングおよび免疫蛍光アプリケーションで検証済みのこの抗体は、サイトカインおよび増殖因子シグナル伝達経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-DOK2-Y299 ウサギ pAb
備考/別名	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9046
遺伝子ID	9046
免疫原	ヒトDOK2のY299周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	O60496
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤