


Phospho-Drp1-S616 ウサギモノクローナル抗体 - O00429

商品番号: CM0001350



前書き

Phospho-DRP1-S616

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IP、ELISAの各アプリケーションに対応し、ヒト、マウス、ラットのサンプル中でS616がリン酸化されたDRP1のみを検出します。ミトコンドリアダイナミクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-DRP1-S616 ウサギモノクローナル抗体
別名	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10059
GeneID	10059
免疫原	合成ペプチド ヒトDRP1 (NP_036192.2) のS616周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00429
タンパク質分子量	82kDa
発送方法	保冷剤