

Phospho-E-Cadherin-S838/S840 ウサギ Pab - P12830

商品番号: CM0001081



前書き

ヒトE-

カドヘリンのS838/S840がリン酸化されたものに特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。細胞接着、上皮細胞の運動性、浸潤抑制因子の研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-E-Cadherin-S838/S840 ウサギ pAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Phospho-E-Cadherin-S838/S840
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	999
遺伝子ID	999
免疫原	ヒトCDH1 (NP_004351.1) のS838 & S840周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12830
タンパク質分子量	97kDa
配送	保冷バッグ