

Phospho-Eef2K-S366 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00418

商品番号: CM0001932



前書き

Ser366部位のEEF2Kを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。翻訳制御やキナーゼシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EEF2K-S366 Rabbit pAb
備考/別名	eEF-2K; CaMKII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	29904
GeneID	29904
免疫原	ヒトEEF2K (NP_037434.1) のS366周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00418
タンパク質分子量	82kDa
発送方法	保冷剤