


ホスホEgfr-Y1045 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0001631



前書き

WBおよびELISAで検証済みの、ホスホ特異的EGFR-Y1045ウサギポリクローナル抗体です。シグナル伝達における重要な残基であるTyr1045でリン酸化されたヒトEGFRを検出します。EGFRシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1045 Rabbit pAb
別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFR（NP_005219.2）のY1045周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	保冷剤