


Phospho-Egfr-Y1068 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P00533

商品番号: CM0001266



前書き

Y1068部位でリン酸化されたEGFRを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAへの適合性が確認されており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。EGFRシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit pAb
備考・別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	ヒトEGFR (NP_005219.2) のY1068周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	氷袋梱包