


Phospho-Egfr (Y1148) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0001955



前書き

Phospho-EGFR-Y1148

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。チロシン1148でリン酸化されたヒトEGFRを検出し、EGFRシグナル伝達経路と受容体活性化の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1148 ウサギ pAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1148
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGFR (NP_005219.2) のY1148周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷バッグ