


Phospho-Egfr-Y1197 ウサギPab Wb用 - P00533

商品番号: CM0001979



前書き

Phospho-EGFR-Y1197

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットにおいてチロシン1197番がリン酸化されたヒトEGFRを検出します。EGFRシグナル伝達研究、がん研究、薬剤耐性機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1197 Rabbit pAb
別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
免疫原	ヒトEGFRのY1197番周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
輸送方法	保冷剤