


WbおよびElisa用 Phospho-Egfr-Y845 ウサギポリクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0000560



前書き

ヒトEGFRのチロシン845番リン酸化部位を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。EGFRシグナル伝達、キナーゼ活性、がん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y845 Rabbit pAb
備考/別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFRのY845周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋