


WbおよびElisa用 Phospho-Egfr-Y992 ウサギポリクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0000589



前書き

Y992でリン酸化されたEGFRを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスの反応性を持ち、WBおよびELISAに適しています。EGFRシグナル伝達および腫瘍学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y992 Rabbit pAb
備考/別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGFR (NP_005219.2) のY992周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ