


Phospho-Eif2A-S49 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P対応） - P05198

商品番号: CM0001580



前書き

ウエスタンブロッティングおよび免疫組織化学（パラフィン切片）向けのPhospho-eIF2α-S49ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのeIF2α（EIF2S1）のセリン49番リン酸化を検出します。統合的ストレス応答やミトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF2α-S49 Rabbit pAb
別名	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S49
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1965
免疫原	ヒト EIF2S1のS49周辺残基に対応するリン酸化特異的合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05198
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋