

Phospho-Eif4E-S209 ウサギ Pab - P06730

商品番号: CM0001582



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用のPhospho-eIF4E-S209

ウサギpAbで、セリン209がリン酸化されたヒトおよびマウスのeIF4Eを検出します。翻訳開始、mRNA輸出、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4E-S209 ウサギ pAb
備考・別名	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4EI; eIF-4E; EIF4ELI; Phospho-eIF4E-S209
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1977
遺伝子ID	1977
免疫原	合成ペプチド ヒトeIF4E (NP_001959.1) のS209周辺のリン酸化合成ペプチドです。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06730
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋