


Phospho-Eif4Ebp1 (S65) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13541

商品番号: CM0001051



前書き

Ser65でリン酸化されたeIF4EBP1を標的とする高品質なリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウス種と交差反応します。翻訳調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit mAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
遺伝子ID	1978
免疫原	合成ペプチド ヒトPhospho-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1) のS65周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ