


リン酸化Eif4Ebp1 (T37/T46) ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - Q13541

商品番号: CM0001319



前書き

リン酸化eIF4EBP1 (T37/T46)

に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで使用可能です。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。mTORC1を介した翻訳開始の制御に関わり、がんや代謝研究に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4EBP1-T37/46 ウサギpAb
備考／別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
遺伝子ID	1978
免疫原	合成ペプチド：ヒトeIF4EBP1 (NP_004086.1) のT37およびT46周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	保冷剤