


Phospho-Eif4Ebp1-T45 ウサギ Pab（ウェスタンブロット用） - Q13541

商品番号: CM0001458



前書き

ウェスタンブロット用のリン酸化特異的 eIF4EBP1 (T45)

ウサギポリクローナル抗体。mTORC1シグナル伝達における重要な翻訳抑制因子である、Thr45でリン酸化されたヒト eIF4EBP1 を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4EBP1-T45 ウサギ pAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T45
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
遺伝子ID	1978
免疫原	ヒト eIF4EBP1 の Thr45 周辺の残基に対応する合成リン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバック