


Phospho-Eif4G1-S1108 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04637

商品番号: CM0001570



前書き

WBおよびELISAで検証された、リン酸化EIF4G1 (Ser1108)

特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性EIF4G1を検出し、翻訳開始およびストレス応答の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EIF4G1-S1108 Rabbit pAb
備考/別名	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; Phospho-EIF4G1-S1108
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1981
遺伝子ID	1981
免疫原	合成ペプチド / ヒトEIF4G1 (NP_001278086.1) のS1108周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04637
タンパク質分子量	175kDa
配送	氷袋